

# Droga Dawcy – schemat procesu w aplikacji eKrew

## Rejestracja Dawców

- Rejestracja na donację – Szybka ścieżka
  - Wyszukaj dawcę
  - Potwierdź dane teleadresowa
  - Zarejestruj na donację
  - Sprawdź dostępne zabiegi i terminy zabiegów
  - Wybierz zabieg preferowany przez dawcę
  - Wydrukuj opaskę
  - Wydrukuj kwestionariusz osobowy
  - Uruchom wizytę
- Rejestracja na donację – Alternatywna ścieżka
  - Wyszukaj dawcę
  - Potwierdź dane teleadresowa
  - Zarejestruj na wizytę
  - Donacja
  - Sprawdź dostępne zabiegi i terminy zabiegów
  - Wybierz zabieg preferowany przez dawcę
  - Wydrukuj opaskę
  - Wydrukuj kwestionariusz osobowy
  - Uruchom wizytę
- Rejestracja na konsultację lekarską
  - Wyszukaj dawcę
  - Potwierdź dane teleadresowa
  - Zarejestruj na wizytę
  - Konsultacja lekarska
  - Wydrukuj opaskę
  - Uruchom wizytę
- Rejestracja na odbiór wyników badań
  - Wyszukaj dawcę
  - Potwierdź dane teleadresowa
  - Zarejestruj na wizytę
  - Odbiór wyników badań
  - Wydrukuj opaskę
  - Uruchom wizytę

## Pracownia Analiz Lekarskich

- Zlecenie pobrania próbek
  - Zeskanuj kod z opaski dawcy
  - Podejmij do obsługi
  - kliknij "Szczegóły zlecenia"
  - Dodaj próbki

- Wydrukuj etykiety
- Naklej etykiety na próbki
- Pobierz próbki od dawcy
- Zeskanuj wszystkie próbki
  - Skanuj nr SMIN
  - Skanuj nr Próbki
- Zakończ zlecenie
- Zlecenie wykonania badania – Hemoglobina – Metoda automatyczna
  - Zlecenie wykonania badania
  - Wybierz / zeskanuj nr próbki
  - Zeskanuj próbkę w analizatorze
  - Wykonaj badanie
  - Poczekaj na wyniki z aparatury pomiarowej
- Zlecenie wykonania badania – Hemoglobina – Metoda ręczna
  - Zlecenie wykonania badania
  - Wybierz / zeskanuj nr próbki
  - Rozwiń i podejmij do obsługi
  - Wykonaj badanie
  - Wpisz ręcznie wyniki
  - Zapisz
- Zlecenie wykonania badania – Lipemia
  - Zlecenie wykonania badania
  - Wybierz / zeskanuj nr próbki
  - Rozwiń i podejmij do obsługi
  - Zaznacz wynik
  - Zapisz
- Zlecenie wykonania badania – Morfologia – Metoda automatyczna
  - Zlecenie wykonania badania
  - Wybierz / zeskanuj nr próbki
  - Zeskanuj próbkę w analizatorze
  - Wykonaj badanie
  - Poczekaj na wyniki z aparatury pomiarowej
  - Autoryzuj
- Zlecenie wykonania badania – Morfologia – Metoda ręczna
  - Zlecenie wykonania badania
  - Wybierz / zeskanuj nr próbki
  - Rozwiń i podejmij do obsługi
  - Wpisz ręcznie wyniki
    - Szczegóły badania
    - Metoda automatyczna
    - Wprowadź wyniki
    - Zapisz
  - Autoryzuj

## Gabinety Lekarskie

- Podjęcie dawcy do obsługi w procesie donacji
  - Wizyty
  - Skanujemy opaskę dawcy

- Rozwiń i przyjmij zlecenie
- Podejmij do obsługi
- Krok 1
  - Dyskwalifikacje i donacje
  - Sprawdź dostępne zabiegi
  - Sprawdź historię donacji
  - Sprawdź historię dyskwalifikacji
  - Następnny krok
- Krok 2
  - Zalecenia i wezwania
  - Sprawdź / dodaj zalecenia
  - Sprawdź wezwania
  - Następnny krok
- Krok 3
  - Ocena wyników badań
  - Sprawdź wyniki badań
  - Zaznacz ocenę cząstkową
  - Następnny krok
- Krok 4
  - Ocena stanu zdrowia
  - Sprawdź historię ocen stanów zdrowia
  - Dokonaj oceny obecnego stanu zdrowia
    - Dane z wywiadu
    - Transfuzja
    - Ciężę
  - Zaznacz ocenę cząstkową
  - Następnny krok
- Krok 5
  - Ocena kwestionariusza
  - Sprawdź kwestionariusz
  - Zaznacz ocenę cząstkową
  - Następnny krok
- Krok 6
  - Kwalifikacja Ostateczna
  - Sprawdź podsumowanie
  - Zaznacz "Zgody Dawcy" w systemie
  - Zaznacz ocenę końcową
    - Dawca zakwalifikowany do oddania donacji
      - Zaznacz rodzaj zabiegu i definicję pobrania
      - Zakończ realizację
    - Dawca niezakwalifikowany do oddania donacji
      - Zarejestruj dyskwalifikację
      - Wypełnij wymagane informacje o dyskwalifikacji
      - Nałóż dyskwalifikację
      - Zakończ realizację

## Pracownia Pobierania Krwi

- Podjęcie dawcy do obsługi w procesie donacji
  - Zlecenia / Wyszukiwanie zleceń
  - Lista zleceń do realizacji
  - Zeskanuj kod z opaski dawcy
  - Przyjmij zlecenie i drukuj etykiety
  - Zakładka SJU
    - Skanuj nr LOT
    - Skanuj nr Donacji
    - Skanuj nr SMIN
  - Rozpocznij pobieranie i przejdź do listy
- Pobieranie donacji
  - Zeskanuj SJU, próbki i SMIN do aparatury
  - Pobieranie donacji od dawcy
  - Oczekujemy na dane z aparatury
  - Sprawdzamy, czy transmisja odbyła się prawidłowo
    - Lista zleceń zakończonych
    - Wprowadzamy nr donacji
    - Sprawdź status i szczegóły zlecenia
- Przekazanie próbek
  - Przejdź do Próbki / Przekazanie próbek
  - Skanujemy wszystkie próbki z odpowiednimi flag
  - Upewnij się, że wszystkie próbki są zeskanowane
  - kliknij "Przełącz wszystko"
- Przekazanie Składników
  - Przejdź do Składniki krwi / Przekazanie składników krwi
  - Wybierz magazyn dostawcy
  - Wybierz jednostkę organizacyjną (odbiorca)
  - Wybierz magazyn odbiorcy
  - Zeskanuj etykietę składnika
  - Przełącz